

Secunox® Lumia

Omschrijving:

1. Indicatie sensor aan/ uit
2. Infrarood lens
3. Vaste aan/uitknop
4. Ontvanger t.b.v. afstandsbediening (optie)
5. Indicatie batterijen (bijna leeg)
6. Batterij vak

Bewegingssensor Lumia handmatig inschakelen:

Schakel de bewegingssensor aan door de aan / uitknop (3) in te drukken (min. 2 seconde). De groene LED indicator (1) zal nu gaan branden. Zet de bewegingssensor vervolgens met de infrarood lens (2) richting het gebied dat u wilt bewaken / monitoren. U heeft vervolgens 20 seconden om de ruimte te verlaten. Na deze 20 seconden is bewegingssensor actief en zal deze een alarmoproep maken zodra er beweging is signaleerd.

Bewegingssensor Lumia handmatig uitschakelen:

Schakel de bewegingssensor uit door de aan / uitknop (3) in te drukken (minimaal 2 seconden). De groene LED indicator (1) zal nu uitgaan. De bewegingssensor is nu volledig uitgeschakeld.

Koppelen bewegingssensor Lumia aan een alarmtoestel:

Schakel de bewegingssensor in door de aan / uitknop (3) in te drukken, (minimaal 2 seconde). Plaats de bewegingssensor nu op een plek waar hij u niet kan zien. Dit kan zijn in een kast of met de infrarood lens (2) naar de muur gericht. Zet nu het alarmtoestel in de programmeerstand. Zodra het alarmtoestel in de programmeerstand staat pakt u de bewegingssensor weer op en beweegt u met uw hand langs de infrarood lens (2). De bewegingssensor stuurt nu zijn unieke ID code draadloos naar het alarmtoestel. Zodra deze is ontvangen door het alarmtoestel hoort u een bevestigingstoon. Zet de bewegingssensor weer uit met de aan / uit knop (3). De bewegingssensor is nu klaar voor gebruik.

Batterij Laag melding

Als de batterijen van de bewegingsmelder bijna leeg zijn gaat de Batterij LED Indicator (5) branden. U heeft nog **2 weken** om de batterijen te vervangen

Installatie / Vervangen van het batterijpakket:

1. Het batterij vak bevindt zich aan de achterzijde van het de bewegingssensor.
2. Verwijder met een schroevendraaier aan de achterzijde de schroef om toegang te krijgen tot het batterij vak.
3. Vervang het batterij pakket, doe dit voorzichtig. Niet hard trekken of duwen.
4. Als het batterij pakket correct wordt aangesloten gaat de groene LED aan de bovenzijde 1 x even branden.
5. Dit geeft aan dat het batterij pakket correct is geplaatst.
6. Als de RODE led brandt haalt u het batterijpakket er weer uit en wacht 60 seconden voordat u deze weer terugplaatst.
7. Plaats nu de klep aan achterzijde terug en schroef hem weer dicht.

Onderhoud:

Uitsluitend reinigen met een droge doek.

Gebruik geen reinigingsmiddelen of schuurmiddelen.

Garantie:

Voor wijzigingen en veranderingen aan het product of schade veroorzaakt door een verkeerd gebruik van dit product, kan geen aansprakelijkheid worden geaccepteerd. Tevens vervalt daardoor de garantie.

Algemeen:

Ontwerpen en specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Alle logo's, merken en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Intercare Nederland B.V.

Deze handleiding is met zorg samengesteld. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. Secunox kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten in deze handleiding of de gevolgen daarvan. Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor latere raadpleging.

Merk:

Secunox is een officieel geregisterd merk van Intercare Nederland B.V.



Opgelet:

Dit product is voorzien van dit symbool. Dit symbool geeft aan dat afgedankte elektrische en elektronische producten niet met het gewone huisafval verwijderd mogen worden. Voor dit soort producten zijn er speciale inzamelingspunten. Dit product is vervaardigd en geleverd in overeenstemming met de relevante reglementen en richtlijnen die voor alle lidstaten van de Europese Unie gelden. Het voldoet ook aan alle toepasselijke specificaties en reglementen van het land van verkoop.

Op aanvraag is officiële documentatie verkrijgbaar. Inclusief, maar niet uitsluitend: Conformiteitsverklaring (en productidentiteit), materiaalveiligheidsinformatie en producttestrapport.

Wend u tot onze klantenservice voor ondersteuning:

Via de website: <https://www.intercares.nl>

Via e-mail: helpdesk@intercares.nl

Telefonisch: +31 (0)85 008 00 30 (tijdens kantooruren)

Intercare Nederland, Mient 4, 2903 LC Capelle aan den IJssel, Nederland

